

# WEIGHTLAB INSTRUMENTS

## BALON ISITICI ( MANTOLU ISITICI )

1. Ortam sıcaklığı +10 °C ile 450 °C arasında hassas sıcaklık ayar ve kontrolüne olanak verir
2. Aşırı ısınmaya karşı koruma
3. Korozyona ve yıpranmaya karşı dayanıklı yapı
4. Homojen ısı dağılımını sağlayan, sığağa dayanıklı ve esnek özelliğe sahip cam elyaf kaplı ısıtıcı
5. Esnek ısıtma gözü ile darbeleri emerek cam kırılma risklerini minimum düzeye indirme
6. Dış kasanın serin kalmasını sağlayan gövde havalandırma kanalları
7. Dijital modellerde sıcaklık kontrolü için PT-100 sensör ve tutucu



Tip	Model	Kapasite ml	Güç W	Maksimum Yüzey Sıcaklığı
Analog	WF-BA	50	80	450 °C
		10	100	
		250	150	
		500	250	
		1000	350	
		2000	450	
		3000	600	
		5000	800	
		10000	1200	
20000	2400			



Tip	Model	Kapasite ml	Güç W	Karıştırma Hızı rpm	Maksimum Yüzey Sıcaklığı
Analog Karıştırıcı	WF-BAK	50	80	0-1400	450 °C
		10	100		
		250	150		
		500	250		
		1000	350		
		2000	450		
		3000	600		
		5000	800		
		10000	1200		
20000	2400				



Tip	Model	Kapasite ml	Güç W	Karıştırma Hızı rpm	Maksimum Yüzey Sıcaklığı
Dijital Karıştırıcı	WF-BDK	50	80	0-1400	400 °C
		10	100		
		250	150		
		500	250		
		1000	350		
		2000	450		
		3000	600		
		5000	800		
		10000	1200		
20000	2400				