

# WEIGHTLAB INSTRUMENTS

## SU BANYOLARI

1. Paslanmaz çelik iç hazne ve kapak
2. PID programlı akıllı sıcaklık kontrolü
3. Otomatik durma, aşırı sıcaklık alarmı, elektrik kesintisi belleği, hata düzeltme ve menü kilidi özellikleri
4. Soğuk haddeleme çelik malzemeden mamul
5. 0-9999 dk arasında ayarlanabilen zamanlayıcı
6. Dijital ekran ve dokunmatik tuşlar ile sıcaklık ayarı
7. Ayarlanan sıcaklıkta sabit ve kararlı kalır, yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü sağlar.
8. İki gözlü su banyosu ( WF-SB11 ) veya altı gözlü dijital su banyosu (WF-SB36) olarak kullanılabilir.



Özellikler	WF-SB11	WF-SB36
Cihaz Tipi	Dijital	Dijital
Kapasite	11 lt	36 lt
Isıtma Aralığı	RT+5~100°C	RT+5~100°C
Sıcaklık Devinimi	± 1°C	± 1°C
Zamanlayıcı Süresi	0-9999 dakika	0-9999 dakika
Ağırlık	8,5 kg	18 kg
İç Boyutlar	420x180x140 mm	600x300x200 mm
Dış Boyutlar	570x230x270 mm	750x350x360 mm
Güç	1000 W	2000 W