


WEIGHTLAB INSTRUMENTS

ULTRASONİK SU BANYOLARI

1. Dijital zamanlayıcı ve ısıtıcı
2. Dokunmatik Kontrol ekranı
3. 20 derece eğimli tasarım
4. Degas fonksiyonu, maksimum verimlilik için çözeltideki hava kabarcıklarını ortadan kaldırır
5. Kesintisiz ve etkili ultrasonik dalga boyu ile yüzeylerde hassas ve kesin temizliği garanti eder
6. Kaymaz lastik ayaklar
7. Isıtıcı ve zamanlayıcı ile dayanıklı paslanmaz çelik gövde
8. 20°C ile 80°C arasında sıcaklık ayarı yapılabilir
9. Ultrasonik temizleme ve ısıtma aynı anda çalışabilir.
10. Daha az sürtünme gerektiren bazı küçük nesnelere temizlemek için paslanmaz çelik temizleme sepeti, küçük nesnelere ve tank arasındaki sürtünmeyi azaltabilir.
11. 6,5 lt üzerindeki modellerde sıvı tahliye vanası



| | WF-UD2 | WF-UD4 | WF-UD6 | WF-UD10 | WF-UD15 | WF-UD22 | WF-UD30 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frekans | 40 KHz | | | | | | |
| Sıcaklık Aralığı | 20-80 °C | | | | | | |
| Kapasite | 2 L | 4,5 L | 6,5 L | 10 L | 15 L | 22 L | 30 L |
| Ultrasonik Güç | 80 W | 180 W | 180 W | 240 W | 360 W | 480 W | 600 W |
| Isıtma Gücü | 100 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W |
| Cihaz Tipi | Dijital | | | | | | |
| Zamanlayıcı Süresi | 1-30 dakika | | | | | | |
| Tahliye Musluğu | YOK | | | VAR | | | |
| İç Boyutu | 150x135x100 | 300x150x100 | 300x150x150 | 300x240x150 | 330x300x150 | 500x300x150 | 500x300x200 |
| Dış Boyutu | 175x160x210 | 325x180x220 | 325x180x280 | 325x265x280 | 360x325x285 | 530x325x285 | 530x325x325 |
| Ağırlık | 2.4 kg | 4.6 kg | 5.4 kg | 7.3 kg | 9.1 kg | 12.6kg | 14.4 kg |
| Standart Aksesuarlar | Kapak ve Sepet | | | | | | |