

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

DİJİTAL HOTPLATE

1. Yüzey sıcaklığı 350 °C ye kadar çıkabilir.
2. Isıtma sıcaklığı ayarı kademesiz olarak dijital ekrandan ayarlanır.
3. Yüksek sıcaklık altında herhangi bir şekil değişikliği yapmaz.
4. Alüminyum tablası yüzeyin eşit sıcaklıkta olmasını sağlar.
5. Anti Manyetik alaşım kasa
6. Sıcaklık hızlı ve eşit derecede yükselir.
7. Kolay kullanım ve emniyetli



Özellikler	WF-HD1
Cihaz Tipi	Dijital , Masaüstü
Isıtma Sıcaklığı	Ortam sıcaklığı ile 350°C
Tabla Yapısı	Alüminyum
Koruma Sınıfı	IP 21
Isıtma Tablası Boyutları	400 x 400 mm
Cihaz Boyutları (W x D x H)	450*470*220 mm
Ağırlık	8.5 kg
Güç	2000 W
Çalışma Sıcaklığı	5-40 °C
İzin verilen Bağıl Nem	80%