

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

İNKÜBATÖRLER

WF-LT SERİSİ



- PID sıcaklık kontrol teknolojisi ile oda sıcaklığından +5, - 70 °C 'ye kadar sıcaklık kontrolü olanağı sunar.
- Yüksek kalite paslanmaz çelik cam iç hazne ve soğuk haddeleme çelik elektrostatik dış püskürtme ile paslanmaya dirençli olarak üretilmişlerdir.
- Dijital ekranından süreci kolayca takip edebilir, dokunmatik tuşlarla sıcaklık ve zaman ayarlamalarını kolaylıkla yapabilirsiniz.
- 5 derece açılı panel
- Manyetik şeritli kapının açılması ve kapatılması kolaydır ve iyi sızdırmazlık sağlar.
- Sabit sıcaklık , zamanlama fonksiyonu ve otomatik durdurma fonksiyonları ile kolay kullanım imkanı
- Çift kapılı yapısı sayesinde numunelerin gözlemlenmesinde sıcaklık değişimi yaşanmaz.

Model		WF-LT45	WF-LT65	WF-LT125
Çevrim Modu		Doğal konveksiyon		
Fonksiyon	Sıcaklık Aralığı	Ortam Sıcaklığı: +5°C Maksimum İnkübatör Sıcaklığı: +70 °C		
	Sıcaklık Hassasiyet Oranı	0.1 °C		
	Gösterge Artışı	+/- 0.5 °C		
	Sıcaklık Homojenliği	+/- 1.5 °C		
Malzeme	İç Oda	Paslanmaz Çelik; dışında, yüksek mukavemetli galvaniz levha		
	Dış Kabuk	Soğuk hadde çeliği		
	Yalıtım Katmanı	Yüksek kalite taş yünü (CE)		
	Isıtıcı	Mika Elektrotermal Film		
	Güç	0.35kW	0.45kW	0.60kW
Çıkış Hortumu		Ø28 mm		
Kontrol	Sıcaklık Kontrol Modu	PID sıcaklık kontrolü		
	Sıcaklık Ayar Modu	Dokunmatik kontrol		
	Sıcaklık Ekran Modu	Sıcaklık Ölçümü; LED Üst sıra, Sıcaklık Ayarı; LED alt satırında		
	Zamanlayıcı	0 - 9999 dak. (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile)		
	Çalışma Fonksiyonu	Sabit sıcaklıkta çalışma, zamanlama işlevi ve otomatik durdurma		
	Ek İşlev	Sensör sapması düzeltilmesi, sıcaklık aşımı kendini ayarlama, dahili parametre kilitleme, parametre belleği kapanmaz		
Sensör		PT100		
Güvenlik		Aşırı sıcaklıkta sesli ve ışıklı alarm		
Özellik	İç Hazne Boyutu (G*U*Y)(mm)	350*350*350	400*350*450	500*450*550
	Dış Boyut (G*U*Y)(mm)	525*480*620	575*480*720	675*580*820
	Paket Boyutu	605*572*775	655*572*875	755*672*975
	Hacim	45L	65L	125L
	Raf Sayısı	7	9	13
	Raf Başına Yük	15 kg		
	Raf Alanı	35 mm		
	Güç Aralığı	AC220V/1.1A	AC220V/1.1A	AC220V/2.3A
NW/GW (kg)	27/30	32/35	45/49	
Aksesuar	Raf	2		
İsteğe Bağlı Aksesuarlar		Yedek raf		