

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

SOĞUTMALI İNKÜBATÖRLER

WF-LTR SERİSİ



- Paslanmaz çelik iç hazne
 - Raflar arasındaki boşluk ayarlanabilir.
 - Mikro bilgisayar kontrol sistemi; Zaman ayarı, parametre hafızaya alma ve güç sıfırlama kurtarma işlevlerine sahip
 - Florür içermeyen soğutma ve hafif esinti sirkülasyonu.
 - Konteynerin sol tarafında 52 mm 'lik test deliği.
 - Çift kapı contası; temperli cam silikon kauçuk conta, iç kapı ve açma/kapama için uygun olan manyetik kauçuk dış kapı contası
 - Rahat gözlem için ışıklı iç hazne
- Sıcaklık sisteminin zamanlamasını, tekrarlanan veya çok adımlı çalışmasını sağlamak için 30 bölümden oluşan programlara sahip akıllı programlanmış sıcaklık kontrolörü.
 - Sensör arıza alarmı ve aşırı sıcaklık koruması işlevi.
 - Akıllı soğutma ve buz çözme sistemi sayesinde donma olmaz.
 - Otomatik çalıştırma, otomatik durdurma ve zamanlama çalıştırma işlevi, ayrıca parametre hafızaya alma, güç sıfırlama kurtarma
 - Sıcaklık limiti aşıldığında otomatik olarak kesilen zamanlayıcı ve bağımsız sıcaklık

Model	WF-LT70R	WF-LT150R	
Çevrim Modu	Doğal konveksiyon		
Fonksiyon	Sıcaklık Aralığı	0 .. +65 °C	
	Sıcaklık Hassasiyet Oranı	0.1 °C	
	Gösterge Artışı	Yüksek Sıcaklık: '+ 0.5 °C, Düşük Sıcaklık: 1 °C	
	Sıcaklık Homojenliği	+ - 1.5 °C	
Malzeme	İç Oda	Paslanmaz Çelik	
	Dış Kabuk	Soğuk hadde çeliği	
	Yalıtım Katmanı	Poliüretan	
	Isıtıcı	Paslanmaz çelik rezistans	
	Güç	0.80kW	1.0kW
	Kompresör	Hava soğutmalı kompresör	
	Kriyojen	R134a	
	Defrots Yapısı	Akıllı, otomatik kontrol defrost	
	Test Deliği	Ø43 mm (iç çap)	
	Harici Güç Kaynağı	Dış soket ve iç su geçirmez soket	
Güvenlik	Sıcaklık Ayar Modu	Dokunmatik kontrol	
	Sıcaklık Ekran Modu	Sıcaklık Ölçümü; LCD Üst ekran, Sıcaklık Ayarı; LED alt satır	
	Zamanlayıcı	0 - 99.9 saat (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile)	
	Çalışma Fonksiyonu	Sabit değer işlemi, zamanlama fonksiyonu, otomatik durdurma	
	Ek İşlev	LED ışık, Sapma düzeltme, Menü tuş kilidi, Güç kesintisi belleği	
Sensör	PT100		
Özellik	İç Hazne Boyutu (G*U*Y)(mm)	415*350*500	490*400*750
	Dış Boyut (G*U*Y)(mm)	571*591*1051	646*641*1301
	Paket Boyutu (G*U*Y)(mm)	686*690*1211	761*740*1461
	Hacim	70L	150L
	Raf Sayısı	7	9
	Raf Başına Yük	15 kg	
	Raf Alanı	35 mm	
	Güç Aralığı	AC220V/2.3A	AC220V/3.6A
	NW/GW (kg)	69/92	86/114
Aksesuar	Raf	2	
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Raf, RS485 bağlantı kablosu, Yazıcı, Kaydedici, Uzaktan kumanda, Kablosuz mesaj alarmı, U-Disk veri depolama		