



- Cihaz plastik malzemeden (ABS) mamul, hafif ve dayanıklıdır.
- Düzgün ve hızlı karıştırma yapar, karıştırma hızı kademesiz olarak ayarlanabilir.
- Küçük boyutları ile her yerde kullanıma uygundur.

Özellikler	WF-MA1
Karıştırma Kapasitesi	1 Litre (H2O)
Hız Aralığı	0-2000 RPM
Tabla Yapısı	ABS Plastik
Koruma Sınıfı	IP 21
Isıtma Tablası Boyutları	120 mm
Cihaz Boyutları (W x D x H)	138x138x60 mm
Ağırlık	0,6 kg
Güç	10 W
Çalışma Sıcaklığı	5-40 °C
İzin verilen Bağıl Nem	%80

