



- Isıtma ve karıştırma aynı anda yapılabilir.
- Alev koruması, hızlı ısınma ve dayanıklılık özellikleri bulunan kapalı ısıtma plakası
- Sıcaklık ve karıştırma hızı değerlerinin ayarı kademesiz olarak yapılmaktadır.
- Isıtma ve karıştırma aynı anda yapılabilir. Üniform sıcaklık, hızlı ve güvenli ısıtma sağlar.
- Termometre ve standı ile birlikte
- Aşırı sıcaklık koruması

Özellikler	WF-MIA1
Isıtma Sıcaklığı	Ortam sıcaklığı ile 380 °C
Karıştırma Kapasitesi	2 Litre (H=0)
Hız Aralığı	100-2000 RPM
Isıtma Tablası	Alüminyum Alaşım
Koruma Sınıfı	IP 21
Isıtma Tablası Boyutları	120x120 mm
Cihaz Boyutları (W x D x H)	200 x 120 x 90 mm
Ağırlık	1,9 kg
Güç	180 W
Çalışma Sıcaklığı	5-40 °C
İzin verilen Bağıl Nem	%80
Standart Aksesuarlar	PT-100 sensör ve clamp seti



**Microprocessor  
Kontrol**



**Kompakt Dizayn**

