

# WEIGHTLAB INSTRUMENTS

## VORTEKS

1. Ayarlanabilir hız
2. Dahili denge özelliği ile kararlı çalışma (Yerinden oynama sorunu yok)
3. Hafif bir bastırma ile kolay ve düzgün çalışma
4. Sessiz çalışma
5. Mikroplate veya mikrotüp veya erlen çalkalamak için ek platformlar
6. 500 g yükleme kapasitesi
7. Dokunma, Stand-by ve Sürekli Çalışma modu



Özellikler	WN-V28000
Cihaz tipi	Analog , Masa Üstü
Ayarlanilen Maksimum Hız	2800 rpm
Orbital Çap	4 mm
Maksimum Yükleme	500 g
Çalışma modu	Dokunma, Stand-by ve Sürekli Çalışma modu
Ağırlık	3 kg
Boyutlar	205 x 136 x 138,5 mm
Koruma Sınıfı	IP21
Güç	70 W
Opsiyonel Aparatlar	Mikroplate veya mikrotüp veya erlen çalkalama platformu

## MEKANİK KARIŞTIRICILAR

1. Sessiz çalışma ve bakım gerektirmeyen uzun çalışma için fırçasız DC motor
2. Viskoz sıvıyla bile hassasiyetin korunmasını sağlayan mikroişlemci
3. 20 lt ve 40 lt karıştırma için farklı modeller
4. 100'den 2500 RPM'ye kadar değişen hız
5. Sürekli veya zamanlı karıştırma modu
6. Dijital ekran
7. Aşırı yük, aşırı akım ve aşırı sıcaklık için koruma sistemi



Özellikler	WF-OD20	WF-OD40
Karıştırma Kapasitesi	20 lt (H2O)	40 lt(H2O)
Viskozite ( Max )	10000 mPas	50000 mPas
Motor Tipi	BLDC	BLDC
Tork	40Ncm	60Ncm
Karıştırma Hız Aralığı	100-2500 rpm	
Hız Doğruluğu	±1rpm	
Şaft Çapı	Ø 0.5~10mm	
Ekran Tipi	LCD	
Koruma Sınıfı	IP42	
Güç	60W	80 W
Çalışma Sıcaklığı ve Nem	5-40°C,80%RH	
Boyutlar	83×220×186mm	
Ağırlık	7 kg	