

# WEIGHTLAB INSTRUMENTS

## ÇALKALAMALI SU BANYOSU



- Geniş LCD ekran ile , anlık sıcaklık değeri, istenilen sıcaklık değerini ve ayar süresini ve kalan süreyi gösterir.
- Yüksek hassasiyetli hız kontrolü: PID kontrolü. Ayarlanabilir başlangıç hızı, sallanan şişe sıvısının sıçramasını önler.
- Ortam sıcaklığı ile - 100 °C'ye kadar mükemmel sıcaklık kontrolü
- 20 ~ 180 rpm hızı ile sabit sıcaklıkta tüm malzemeleri homojen çalkalama avantajı sunar.
- Sıvı ve buharla temas eden yüzeyler korozyona dayanıklı ve kolay temizlenebilen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz çelik yaylı ataçman standart paket içinde mevcuttur.
- Değişik ebatlardaki erlen ve balonların çalkalamasını sağlayan aksesuarı bulunmaktadır.
- Hız beklenenin üstüne çıktığı durumlarda otomatik olarak durmaktadır.
- Sıvı kaybını ve damlacıkların etrafa dağılmasını önlemek amacıyla çatı tipi üst kapak sistemi mevcuttur.

Model	WF-SBC30	
Mod	Pistonlu salınımlı + termostatik su banyosu	
Fonksiyon	Sıcaklık Aralığı	RT - 100 °C
	Sıcaklık Hassasiyet Oranı	0.1 °C
	Sıcaklık Artışı	+1 °C
	Sıcaklık Üniformasyonu	+2 °C
	Karşılıklı Salınım Geniliği	16 yada 24 mm (Fabrika çıkışı 16 mm)
	Pistonlu Frekans Aralığı	20 ~ 180 (r/min)
	Pistonlu Frekans Hassasiyeti	+ - 1 rpm
Malzeme	Su Tankı	Ayna paslanmaz çelik
	Dış Kaplama	Soğuk haddeleme dış çelik elektrostatik püskürtme
	Üst Katman	Ayna paslanmaz çelik
	Yalıtım Katmanı	Poliüretan
	Isıtıcı	Paslanmaz çelik ısıtıcı
	Sürüş Modu	Krank mili, çift bağlantı, dört tekerlek
	Raf	Ayna paslanmaz çelik
Güç Derecesi	1.5kW	
Kontrol	Sıcaklık Kontrol Modu	LCD PID Akıllı Kontrol
	Karşılıklı Salınım Kontrolü	Dokunmatik düğme ayarı
	Ayar Modu	LCD Display
	Sıcaklık Görüntüleme Modu	0 - 9999 Dakika
	Hız Görüntüleme Modu	Sabit çalışma fonksiyonu, zamanlama fonksiyonu, otomatik durdurma, hızlı başlatma durdurma
	Zamanlayıcı	PT100
	Operasyon Fonksiyonu	Hoare
	Sıcaklık Sensörü	Sapma düzeltme, menü kilit tuşu, güç-kapalı hafıza
Hız Sensörü		
Ek İşlev		
Güvenlik		
Özellik	Su Tankı Boyutu (G*U*Y)(mm)	500*310*200
	Dış Boyut (G*U*Y)(mm)	828*360*425
	Paket Boyutu	910*500*600
	Sepet Hacmi	395*250
	Ölçülere Göre Hacim (ml/adet)	100 ml*12, 250*8 - 500*6
	İç Hacim	31 Litre
	Sepet Yatağı	5kg/katman
	Mevcut Derece 50Hz	AC220V/6.8A
	NW/GW (kg)	20/30
	Aksesuarlar	Su banyosu kabi, tüp raf