

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

Hassas Teraziler 0.001 g (1 mg)

1. Yüksek çözünürlüklü load cell
2. ABS Plastik gövde
3. Paslanmaz çelik kefe
4. Aydınlatmalı LCD ekran
5. Aşırı yük Koruması
6. Analitik sürgülü cam kabin (WL-303 ve WL-603)
7. Fleksi glass rüzgârlık (WL-303L)
8. Tam kapasite dara alma
9. Su terazisi ve ayarlanabilir ayaklar
10. Aşırı yük koruması
11. 10 farklı birimde tartım
12. Parça Sayma fonksiyonu
13. Harici kalibrasyon ağırlığı
14. Hızlı ve kararlı tartım
15. Dahili batarya ile adaptörsüz kullanım
16. Ekran ve tuş takımında IP-42 koruma
17. Standart RS-232C çıkışı ile yazıcı ve bilgisayara bağlanabilme



WL-303L



WL-303 & WL-603

	WL-303L	WL-303	WL-603
Kapasite	300 g	300 g	600 g
Hassasiyet	0.001 g	0.001 g	0.001 g
Tekrarlanabilirlik	0.002 g	0.001 g	0.002 g
Doğrusallık	0.002 g	0.002 g	0.003 g
Stabilite süresi	1.5 saniye		
Kalibrasyon	Harici Kalibrasyon (Kalibrasyon ağırlığı cihaz ile verilmektedir)		
Çalışma Ortamı	5 to 40 °C , 85% RH		
Kefe boyutu	Ø 90		
Koruma Sınıfı	IP-42 ekran		
Cihaz Boyutları	260x188x200 mm	305x203x290 mm	



WEIGHTLAB INSTRUMENTS

Hassas Teraziler 0.01 g (10 mg)

1. Yüksek çözünürlüklü load cell
2. ABS Plastik gövde
3. Paslanmaz çelik kefe
4. Aydınlatmalı LCD ekran
5. Aşırı yük Koruması
6. Fleksi glass rüzgârlık (WL-2002L ve WL-3002L modellerde)
7. Tam kapasite dara alma
8. Su terazisi ve ayarlanabilir ayaklar
9. Aşırı yük koruması
10. 10 farklı birimde tartım
11. Parça Sayma fonksiyonu
12. Harici kalibrasyon ağırlığı
13. Hızlı ve kararlı tartım
14. Dahili batarya ile adaptörsüz kullanım
15. Ekran ve tuş takımında IP-42 koruma
16. Standart RS-232C çıkışı ile yazıcı ve bilgisayara bağlanabilme
17. Alttan tartım (WL-6002 & WL-2002L ve WL-3002L)



WL-2002L & WL-3002L



WL-6002

	WL-2002L	WL-3002L	WL-6002
Kapasite	2000 g	3000 g	6000 g
Hassasiyet	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Tekrarlanabilirlik	0.02 g	0.02 g	0.02 g
Doğrusallık	0.02 g	0.02 g	0.03 g
Stabilite süresi	1.5 saniye		
Kalibrasyon	Harici Kalibrasyon (Kalibrasyon ağırlığı cihaz ile verilmektedir)		
Çalışma Ortamı	5 to 40 °C , 85% RH		
Kefe boyutu	Ø 132		168 x 168 mm
Koruma Sınıfı	IP-42 ekran		
Cihaz Boyutları	260×188×200 mm (Rüzgarlık ile)		305x203x80 mm

