

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

YÜKSEK HIZLI MİKRO SANTRİFUJ

- 1.Hızlı ve rahat ayar için sezgisel basit arayüz
- 2.Kapak kilidi güvenliği - Çalışma tamamlandığında kapak otomatik olarak açılır
- 3.Tek dokunuşla RPM / RCF dönüşümü
- 4.Az yer kaplama
- 5.Davlumbazlarda veya soğuk odalarda kullanıma uygundur
- 6.Opsiyonel Mini Hematocrit Rotor ve PCR strip rotor ile uyumlu
- 7.12x1,5-2 ml mikro tüp rotoru ile birlikte
- 8.Güvenli çalışma için otomatik kesimli dengesizlik dedektörü
- 9.Bakım gerektirmeyen performans için fırçasız DC motor



Özellikler	WN-CM15N
Rotor kapasitesi	12 x 1.5ml / 2.0 ml mikro tüp
Opsiyonel Rotor Seçenekleri	2 PCR Strips
Maksimum RPM / RCF	500 - 15000 / 15596 g
Zamanlama Ayarı	1 ile 99 dakika arası veya süresiz mod
Ekran	Dijital ekran
Dengesizlik Algılama	Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde hatayı algılayıp işlemi otomatik kapatır.
Gürültü Serviyesi	< 60 db
Rotor	Kapaklı rotor
Motor Tipi	(BLDC) DC motor
Hızlanma Süresi	65 ± 2 saniye
Yavaşlama Süresi	55 ± 2 saniye
Boyutlar	190 x 120 x 270 mm
Adaptörler (standart paket içeriği)	0.1 / 0.2 ml /0.5 ml mikro tüp Adaptörü