

# WEIGHTLAB INSTRUMENTS

## MİKRO SANTRİFUJ

1. Bakım gerektirmeyen DC motor sistemli
2. 8 x 1,5/2 ml kapasiteli açılı rotor ile daha iyi hava akışı sayesinde sessiz çalışarak yüksek verim sağlar. Düşük ısı üretimi ile sıcaklığa duyarlı olan numunelerin stabil kalmasını sağlar.
3. 6000 dev / dak'a kadar hız ve zaman ayarı kontrolleri ( WN-CMV6000 )
4. Değişken hız ayarları 100 dev / dak'da RPM artar ( WN-CMV6000 )
5. Dijital zamanlayıcı programlama işlevi
6. Mikroprosesör işlemci ile son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliği
7. Dengesizlik emniyeti kontrolü
8. < 55 db, fısıltı kadar sessiz ve titreşimsiz çalışır.
9. Kullanıcının etkinleştirebileceği Dijital Kalibrasyon Fonksiyonu vardır.
10. Kullanıcı güvenliği için kapak açıklığı üzerinde elektronik emniyet freni
11. Kauçuk vakumlu ayaklar ile tezgâh / masa üzerinde kayması engellenir
12. Değiştirilebilir rotorlar
13. PCR için şerit rotoru - değiştirilmesi kolaydır
14. Ufak tasarımı ile yer tasarrufu sağlar. Çeker ocak altında ve soğuk odalarda kullanıma uygundur.
15. Uzun ömürlü sağlam yapı
16. Karbon toz yalıtımı ve tasarımda güvenli drenaj sağlanması



Özellikler	WN-CMV6000	WN-CM6000
Cihaz Tipi	Dijital , Masa Üstü	Dijital , Masa Üstü
Hız Aralığı	1000-6000 rpm, 100 rpm'lik adımlarla Doğruluk: (+/-) 100 rpm	Sabit 6000 rpm doğruluk: (+/-) 100 rpm
Maksimum RCF	2000 g	2000 g
Rotor ve Adaptörler	8x1,5/2 ml'lik mikrotüp için açılı rotor PCR strip rotor (2 x 8 x 0,2 ml) 0,2 ve 0,4/0,5 ml tüpler için adaptörler	8x1,5/2 ml'lik mikrotüp için açılı rotor PCR strip rotor (2 x 8 x 0,2 ml) 0,2 ve 0,4/0,5 ml tüpler için adaptörler
Zamanlayıcı	1-25 dakika yada süresiz sürekli çalışma	Süresiz çalışma
Dengesizlik Tespiti	Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde algılayıp otomatik kapatır.	Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde algılayıp otomatik kapatır.
Otomatik	Çalışırken kapak açıldığında hemen durması	Çalışırken kapak açıldığında hemen durması için
Gürültü Seviyesi	< 55 db, fısıltı kadar sessiz ve titreşimsiz çalışır.	< 55 db, fısıltı kadar sessiz ve titreşimsiz çalışır.
Hızlı Döndürme	Kapağı kapatarak hızlı çalışma	Kapağı kapatarak hızlı çalışma
Kauçuk vakumlu	Bulunduğu yerde kaymasını engellleyen kauçuk	Bulunduğu yerde kaymasını engellleyen kauçuk
Ağırlık	1,1 kg	1,1 kg
Boyutlar (GxDxY)	162 x 157 x 115 mm	162 x 157 x 115 mm