

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

ROTATOR ÇALKALAYICILAR

1. Dijital disk rotator (WN-RD)
2. Kapasite (3 plate seçeneği) 12x50 ml veya 24x15 ml veya 44x2ml
3. Çalkalama Hızı Aralığı 10-80 rpm, 1 rpm'lik adımlarla, doğruluk: (+/-) 1 rpm
4. Zamanlayıcı ayarı 1 - 99 dakika ve sonsuz mod.
5. Plate Açısı 0-90 derece arası ayarlanabilir
6. 9 farklı ayarda programlama özelliği
7. Daha iyi ve tam karıştırma için 2 saniye duraklamalı, saat yönünde ve saat yönünün tersine hareket etmek için pulse modu işlevi
8. Otomatik Başlatma Modu Elektrik kesintisi sonrasında kaldığı süreden ve en son çalıştığı değerlerden başlar
9. Koruma Sınıfı IP 21
10. Birlikte Verilenler Seçilmiş bir plate(50ml) ile gelir, diğerleri ayrıca siparişe eklenebilir.

Opsiyonel Aksesuarlar :

- 50 ml disc plate (12 x 50ml)
- 15 ml disc plate (24 x 15ml)
- 2 ml disc plate (44 x 50ml)



12x50 ml disc plate



24x15 ml disc plate



44x2 ml disc plate



Özellikler	WN-RD
Cihaz Tipi	Dijital , Masa Üstü
Çalkalama Hızı Aralığı	10-80 rpm, 1 rpm'lik adımlarla doğruluk: (+/-) 1 rpm
Kapasite (3 plate seçeneği)	12x50 ml veya 24x15 ml veya 44x5ml
Programlama Modu	Ayarlanabilen 9 program hafızası
Zamanlayıcı Süresi	1-99 dakika yada süresiz sürekli çalışma
Pulse Modu	2 sn'lik duraklamalarla çift yönlü güçlü çalkalama sağlar.
Plate Açısı	0-90 derece arası ayarlanabilir
Otomatik Başlatma Modu	Elektrik kesintisi sonrasında kaldığı süreden ve en son çalıştığı değerlerden başlar.
Ağırlık	2 kg
Boyutlar (GxDxY)	383 x 325 x 325 mm
Koruma Sınıfı	IP 21
Motor Tipi	BLDC
Birlikte Verilenler	Seçilmiş bir plate ile gelir, diğerleri ayrıca siparişe eklenebilir.