

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

ROTATOR ÇALKALAYICILAR

1. Dijital plate rotator (WN-RP)
2. Sessiz ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü çalışma için fırçasız DC motor
3. Mikroişlemci kontrollü, Değişken hız ve zaman ayarlı ve aynı zamanda son çalıştırma hafızası
4. Kapasite (3 plate seçeneği) 16x50 ml veya 35x15 ml veya 55x2ml/5ml
5. Çalkalama Hızı Aralığı 10-80 rpm, 1 rpm'lik adımlarla, doğruluk: (+/-) 1 rpm
6. Zamanlayıcı ayarı 1 - 99 dakika ve sonsuz mod.
7. Plate Açısı 0-90 derece arası ayarlanabilir
8. 9 farklı ayarda programlama özelliği
9. Daha iyi ve tam karıştırma için 2 saniye duraklamalı, saat yönünde ve saat yönünün tersine hareket etmek için pulse modu işlevi
10. Otomatik Başlatma Modu Elektrik kesintisi sonrasında kaldığı süreden ve en son çalıştığı değerlerden başlar
11. Koruma Sınıfı IP 21
12. Birlikte Verilenler Seçilmiş bir plate(50ml) ile gelir, diğerleri ayrıca siparişe eklenebilir.

Opsiyonel Aksesuarlar :

15 ml plate set (15ml x 35)
2ml/5ml clamp set



16x50 ml plate



35x15 ml plate



55x2 ml plate

Özellikler	WN-RP PLATE ROTATÖR
Cihaz Tipi	Dijital, Masa Üstü
Çalkalama Hızı Aralığı	10-80 rpm, 1 rpm'lik adımlarla, doğruluk: (+/-) 1 rpm
Kapasite (3 plate seçeneği)	16x50 ml veya 35x15 ml veya 55x2ml
Programlama Modu	Ayarlanabilen 9 program hafızası
Zamanlayıcı Süresi	1-99 dakika yada süresiz sürekli çalışma
Pulse Modu	2 sn'lik duraklamalarla çift yönlü güçlü çalkalama sağlar.
Plate Açısı	0-90 derece arası ayarlanabilir
Otomatik Başlatma Modu	Elektrik kesintisi sonrasında kaldığı süreden ve en son çalıştığı değerlerden başlar.
Ağırlık	2 kg
Boyutlar (GxDxY)	540 x 274 x 186 mm
Koruma Sınıfı	IP 21
Motor Tipi	BLDC
Birlikte Verilenler	16x50 ml plate ile birlikte