



WEIGHTLAB INSTRUMENTS

ANALİTİK TERAZİLER

Dokunmatik Ekran Analitik Terazi WSA-224T

1. Yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekran
2. Kapasite göstergesi
3. Dahili ve harici kalibrasyon seçeneği
4. Aşırı yük koruması
5. Tam kapasite daralma
6. Sıcaklık kompanzasyonu
7. Aşırı yük ve alarm fonksiyonu
8. Çoklu tartım birimleri (18 birim)
9. Yoğunluk ölçüm (katı ve sıvılar için) , Parça Sayım , % tartım, Kullanıcı tanımlı birim, Tepe noktası
10. Hayvan Tartımı ve Dahili istatistik hesaplama fonksiyonu
11. Altan tartım fonksiyonu ve altan tartım kancası
12. Su sıçramaları ve toza karşı korumalı IP54 ekran ve ekran toz kılıfı
13. Bilgisayar ve Yazıcı bağlantısı için Standart RS232C ve USB çıkışları
14. Ayrılabilir ekran
15. Sağ ve sol cam için kilit sistemi ve kalemi
16. GLP & GMP uyumlu dokümantasyon
17. İngilizce ve Türkçe dil seçeneği
18. Dahili Tarih & Saat fonksiyonu
19. Yetkilendirilebilir şifreli menü yapısı
20. İnternette sistem güncellemesi
21. Kullanıcı dostu menü yapısı
22. Opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti



WEIGHTLAB INSTRUMENTS

LCD Ekran Analitik Terazi WSA-224

1. Yüksek çözünürlüklü arkadan aydınlatmalı LCD ekran
2. 110 mm diagonal ekran
3. Kapasite Göstergesi
4. Dahili ve harici kalibrasyon seçeneği
5. Aşırı yük Koruması
6. Otomatik ayarlanan çevresel ayarlar
7. Tam kapasite dara alma
8. Sıcaklık kompanzasyonu
9. Aşırı yük ve alarm fonksiyonu
10. Çoklu tartım birimleri (g / oz / ct)
11. Yoğunluk ölçüm (katı ve sıvılar için) , Parça Sayım,
12. Alttan tartım fonksiyonu ve tartım kancası
13. Su sıçramaları ve toza karşı korumalı IP54 ekran ve ekran toz kılıfı
14. Bilgisayar ve Yazıcı bağlantısı için Standart RS232C ve USB çıkışları
15. Ayrılabilir ekran
16. Sağ ve sol cam için kilit sistemi ve kalemi
17. Opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti



Model	WSA-224	WSA-224T
Tartım Kapasitesi	220 g	
Hassasiyet	0.0001 g	
Kalibrasyon	Dahili ve Harici	
Harici Kalibrasyon Ağırlığı	200 g	
Tekrarlanabilirlik (Düşük ağırlık için)	0.1mg (5g ağırlık)	
Tekrarlanabilirlik (Standart sapma)	0.1mg	
Doğrusallık	±0.1mg	
Stabilite süresi	3 sn	
RS232	Standart	
USB (Tip B)	Standart	
Altan Tartım Fonksiyonu	Standart	
Altan Tartım Kancası	Standart	
Şifreli menü kilidi	---	Standart
Dahili Tarih ve Saat	---	Standart
Dahili İstatistik Hesaplama Fonksiyonu	---	Standart
Dil Seçeneği	---	Türkçe ve İngilizce
Çalışma Ortamı	5 - 40°C , 85%	
Hassasiyet Kayması	±2 ppm/°C (10 to 30 °C/50 to 86 °F)	
Kefe Çapı	Ø 90 mm	
Kabin Boyutları	160 x 165 x 200 mm	
Dış Boyutlar	223 (W) x 365 (D) x 338 (H) mm	
Ağırlık	6.0 kg	
Ekran	Aydınlatmalı LCD	Dokunmatik ekran