

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

ANALOG ISITMALI MANYETİK KARIŞTIRICILAR

1. Isıtma ve karıştırma aynı anda yapılabilir
2. Tablası kimyasallara dirençli, sıvı sıçramalarına ve sıcaklık şoklarına dayanıklı paslanmaz çelik üzerine Seramik kaplama (WF-H380a)
3. Aşırı ısımaya karşı koruma
4. Cihazın değişken hacim koşullarında sabit hız sağlayan, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen powerful BLDC motor
5. Elektrostatik toz boyanmış anti manyetik alaşım kasa
6. Termometre standı cihaz ile birlikte verilir.

Model	Karıştırma Kapasitesi	Karıştırma Hızı	Sıcaklık	Tabla Boyutu	Koruma Sınıfı
WF-MIA1	2 lt (H ₂ O)	100-2000 rpm	380° C	120x120 mm	IP21
WF-H380a	5 lt (H ₂ O)	200-2000 rpm	380° C	190x190 mm	IP21



BLDC Motor



Karıştırma Hızı
Ayarı



Aşırı Sıcaklık
Koruması



Otomatik tekrar
Başlama



ANALOG MANYETİK KARIŞTIRICI



1. Cihaz plastik malzemeden (ABS) mamul, hafif ve dayanıklıdır.
2. Düzgün ve hızlı karıştırma yapar, karıştırma hızı kademesiz olarak ayarlanabilir.
3. Küçük boyutları ile her yerde kullanıma uygundur.

Model	Karıştırma Kapasitesi	Karıştırma Hızı	Tabla Boyutu	Koruma Sınıfı
WF-MA1	1 lt (H ₂ O)	0-2000 rpm	120 mm	IP21