

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

LABORATUVAR SANTRİFUJ (8 x 15 ml)

1. Maksimum hacim 8 x 15 ml
2. Güvenli çalışma için otomatik kesimli dengesizlik dedektörü
3. Performans için bakım gerektirmeyen fırçasız DC motor
4. Kapak kilit emniyeti - kapak kapandıktan sonra otomatik olarak açılır
5. Hız ve zaman göstergeli dijital ekran
6. 500-6500 RPM arasında 100 RPM artırımlı hız ayarı
7. Tek dokunuşla RPM / RCF dönüşümü
8. Dijital geri sayım sayacı
9. 10 ml'den daha küçük hacimli tüpler için redüksiyon adaptörleri
10. Elektrik kesintisi sırasında acil durum kapağı açma
11. Otomatik dahili kontrol sistemi ve hata göstergesi
12. Sessiz çalışma



Özellikler	WN-CL6500
Fixed Angle Rotor	8x15 ml(Otoklavlanabilir)
Maksimum RPM / RCF	500 - 6500 / 3873 g
Motor Tipi	BLDC
Hız Ayarı	500 ile 6500 RPM
Zaman Ayarı	1 ile 30 dakika veya süresiz mod
Kapak Güvenlik Kilidi	Var
Gürültü Seviyesi	< 60 dB
Hızlanma Süresi	43 ± 2 saniye
Yavaşlama Süresi	40 ± 2 saniye
Dengesizlik Algılama	Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde hatayı algılayıp işlemi otomatik kapatır.
Boyutlar (W x D x H)	260 x 244 x 203 mm
Ağırlık	4 kg
Adaptörler (standart paket içeriği)	8x15 ml rotor (5, 7 ml ve 3/4 ml tüpler için adaptörler)